

Система **TEMPO**[®] –
автоматический анализатор
для количественного учета
микробов

Методические указания 02.031-08

Две эргономических
рабочих станции:

**Станция пробоподготовки,
которая включает:**

- компьютер с влагоустойчивой мини-клавиатурой, сканером для штрих-кодов и картой WIFI;
- интуитивное программное обеспечение для пробоподготовки;
- подставку для сред и карт на 144 теста;
- 4 диспенсера для разведения сред;
- вакуумную станцию для заполнения и запаивания карт;
- 4 штатива для заполнения карт;
- 12 штативов для инкубации и считывания карт.

**Станция учета результатов,
которая включает:**

- компьютер со сканером для штрих-кодов и мышью;
- интуитивное программное обеспечение для учета и обработки результатов;
- программное обеспечение для управления и настройки системы;
- ридер (считывающее устройство) для карт;
- беспроводной WIFI маршрутизатор;
- принтер;
- двунаправленное соединение с лабораторным компьютером (по желанию).



Рабочие станции обмениваются информацией в режиме реального времени посредством беспроводного соединения WIFI, даже если находятся в разных комнатах.





Каждый набор рассчитан на 48 тестов и включает: 48 карт и 48 флаконов с сухой питательной средой.

Пакеты TEMPO

Расходные материалы:

- Сухие питательные среды во флаконах,
- Карты TEMPO для инкубации и автоматического учета результата,
- Пакеты TEMPO для подготовки образца (в упаковке 20 x 25 штук),
- Набор TEMPO QC для периодической проверки оптики ридера

Тесты TEMPO®

TEMPO TVC

- Подсчет аэробных мезофильных микроорганизмов (общего микробного числа, ОМЧ) в продуктах питания за 40–48 часов. AFNOR/ISO 16140 BIO 12/15-09/05

TEMPO TC

- Подсчет общего числа колиформ (бактерий группы кишечной палочки, БГКП) в продуктах питания за 24 часа. AFNOR/ISO 16140 BIO 12/17-12/05

TEMPO EC

- Подсчет *Escherichia coli* в продуктах питания за 24 часа. AFNOR/ISO 16140 BIO 12/13-02/05

TEMPO EB

- Подсчет энтеробактерий в продуктах питания за 22–27 часов. AFNOR/ISO 16140 BIO 12/21-12/06

TEMPO SA

- Подсчет *Staphylococcus aureus* в продуктах питания.

TEMPO LAB

- Подсчет лактобактерий за 40–48 часов

TEMPO YM

- Подсчет дрожжей и плесеней за 72 часа



bioMérieux sa
69280 Marcy l'Etoile
France
Tel. : 33 (0)4 78 87 20 00
Fax : 33 (0)4 78 87 20 90

www.biomerieux.com

ООО «биоМерье Рус»
115114, Россия, Москва,
Дербеневская ул., д. 20, стр. 11
Тел.: (7-495) 221-10-79
Факс: (7-495) 221-10-79
e-mail: office.ru@eu.biomerieux.com
www.biomerieux-russia.com



BIOMÉRIEUX