

mini 



Создан для Вас

Создан для Вас

Система VIDAS® получила признание во всем мире благодаря простоте, гибкости и надежности результатов.

Анализатор miniVidas® – оптимальное решение для экспресс-диагностики

mini **VIDAS**



Современный дизайн

- Оптимизированный процесс загрузки тестов для рационализации рабочего процесса
- Более удобный ввод данных
- Более удобная работа с результатами

Преимущества системы

- Стрипы с готовыми к использованию реактивами рассчитаны на один образец (1 пациент = 1 тест)
- Все необходимые для анализа реактивы включены в набор
- Система надежна в работе (СВБР* > 700 суток)
- Калибровка выполняется каждые 14 или 28 суток
- Предусмотрена автоматическая идентификация штрих-кода
- Просто загрузите тесты — остальное система сделает за Вас

Гибкость в работе:

- Две независимые секции, каждая на 6 тестов
- Возможно одновременное выполнение разных тестов
- Система адаптирована к экстренным исследованиям (Тропонин I, Прокальцитонин, Д-димер, NT-pro BNP и др.)
- Широкий выбор тестов (около 100 иммунохимических параметров и тестов на инфекционные заболевания)
- Наборы реактивов на 30 или 60 тестов

Качество:

- Исключение перекрестной контаминации
- Референсные тесты: HIV DUO ULTRA, D-Dimer Exclusion™, Toxo Avidity...

* Среднее время безотказной работы

mini VIDAS: уникальные параметры и современный дизайн

Вес анализатора mini VIDAS: 40 кг
Электрические характеристики
Напряжение: 100–240 В перем. тока
Потребление: 1,5–0,8 А
Частота: 50–60 Гц
Мощность: 150 Вт
Тепловыделение: около 512 БТЕ/час



bioMérieux sa
69280 Marcy l'Etoile
France
Tel. : (33) 04 78 87 20 00
Fax. : (33) 04 78 87 20 90

www.biomerieux.com

ООО «биоМерье Рус»
115114, Россия, Москва,
Дербеневская ул., д. 20, стр. 11
Тел.: (7-495) 221-10-79
Факс: (7-495) 221-10-79
e-mail: office.ru@biomerieux.com
www.biomerieux-russia.com


BIOMÉRIEUX